



## GENEL DESİKATÖR KABİNLERİ

2014  
01

Çerçeve: Alüminyum

Yüzey: PPMA

Raflar: PG, Ayarlanabilir yükseklik

Nem Aralığı: % 10 % 99 ~ Sapma  $\pm$ % 5

Aksesuarlar: Nem ve Sıcaklık göstergesi, Silikajel tepsisi, Silikajel, kaydırmaz kauçuk ayaklar.

Çalışma Sıcaklığı: -50 C ~ +70 C (-58F ~ 158 F)

Sapma  $\pm$  %1



Cat No	Size	Volum	Shelve	Color
PDC 203-500	340 X 360 X 500mm	45	3	Clear
PDC 203-700	340 X 360 X 340mm	27	1	Clear
PDC 203-500A	340 X 360 X 500mm	45	3	Amber
PDC 203-700A	340 X 360 X 340mm	27	1	Amber



PDC 203-700A



PDC 203-700



PDC 203-500A

[www.doalab.com](http://www.doalab.com)

Doa Laboratuvar Teknolojileri

0 507 153 82 22

İstasyon Mah. İstasyon Cad.  
No:40 B 13 Blok D:48  
Küçükçekmece/İSTANBUL